

## WA 1 型水质分析仪 Denshoku WA 1 WATER ANALYZER

WA 1 型水质分析仪是专门为快速的水质分析而设计的，结构紧凑，重量轻，操作简单；可快速测定水质的浊度 (NTU)、色度、余氯和透明度。



### 应用领域:



### 性能特点:

- 提供水质分析方法
- 结构紧凑，重量轻，操作简单
- 所有的测量值，可以通过内置打印机打印报告
- 可储存 100 个数据，并且可与计算机进行数据传送

### 技术参数

测量项目	浊度(NTU): 透光度测量 色度: 透光度测量(390nm)	余氯: DPD 透明度: 透明度对比分析
光源	卤素灯, 3V/1.5W	
光接收器件	硅光电二级管	
测量波长	浊度(NTU): 660nm 色度: 390nm	余氯: 555nm 透明度: 660nm
样品量	浊度/色度/透明度: 15ml; 余氯: 3ml	
光程长	浊度/色度/透明度: 50mm; 余氯: 10mm	
打印机	内置串口热敏打印机	
数据储存	100 个数据	
电源	4 个 AA 碱性电池	
重量	900g	
标准附件	50mm 和 10mm 比色池; 热敏打印纸; 30ml 烧杯; DPD(10 包)	



ISO9001: 2000

### 吉诺思愿与所有同仁们携手并进，开创未来！

<b>北京总公司</b> 北京市海淀区花园路 6 号 北京应物会议中心 131 室 电话: (010) 82034498, 82034497 传真: (010) 82034493 邮政编码: 100088 电子信箱: info@geno-tech.com.cn	<b>上海分公司</b> 上海市北京西路 1399 号 建京大厦 11 层 C02 室 电话: (021) 62890847, 62891803 传真: (021) 62477927 邮政编码: 200040 电子信箱: shanghai@geno-tech.com.cn	<b>广州分公司</b> 广东省广州市环市东路 276 号 国龙大厦裕兴阁 9 楼 H 座 电话: (020) 83229830, 83229832 传真: (020) 83229831 邮政编码: 510060 电子信箱: guangzhou@geno-tech.com.cn	<b>成都办事处</b> 四川省成都市盐道街 20 号 成都美华商务大厦 14-19 室 电话: (028) 86726918, 86726928 传真: (028) 86726968 邮政编码: 610016 电子信箱: chengdu@geno-tech.com.cn
--	--	---	--

免费咨询电话: 800-810-0977

公司网站: <http://www.geno-tech.com.cn>